



<b>Numéro d'article</b>	075189
<b>Prix HT</b>	34,16 €
<b>Prix TTC</b>	41,33 €
<b>Stock</b>	Plus que 1 en stock

## Description

Enfilez des bas de compression avec le planeur VenoTrain<sup>®</sup> - L'aide pratique pour enfiler et enlever VenoTrain<sup>®</sup> glider est l'aide pratique pour mettre et enlever les bas et collants de compression thérapeutiques à orteils ouverts et fermés. De plus, le planeur peut être utilisé pour les jambes et les bras.

- solide et résistant à la déchirure
- l'extrême légèreté
- compact et donc idéal pour la route

## VenoTrain<sup>®</sup> Glider : enfiler des bas de compression est désormais un jeu d'enfant

Avec le planeur VenoTrain<sup>®</sup>, enfiler et enlever votre bas de compression devient un jeu d'enfant. Sans appliquer de force, vous glissez dans votre bas de compression pour la jambe ou le bras. Aide à l'arrachage (soins des jambes)

1. Placez d'abord la surface en mousse avec la pointe vers l'avant sur le sol devant vous.
2. Placez le VenoTrain<sup>®</sup> Glider sur le dessus, avec le côté vert vers le haut.
3. Placez maintenant vos orteils dans le demi-cercle marqué et faites glisser votre pied vers l'avant en exerçant une légère pression.
4. Votre pied glissera naturellement dans le VenoTrain<sup>®</sup> Glider
5. Vous pouvez maintenant enfiler vos bas de contention comme vous en avez l'habitude en commençant par tirer les orteils des bas sur le VenoTrain<sup>®</sup> Glider. Cela vous permet d'enfiler vos bas sans aucun problème.
6. Enfin, vous pouvez retirer le VenoTrain<sup>®</sup> Glider en déplaçant vos orteils et en tirant sur la sangle. C'est aussi simple que cela. Après utilisation, vous retournez le VenoTrain<sup>®</sup> Glider (la boucle à l'extérieur).
7. Pour les bas de compression à bout ouvert, vous pouvez retirer le VenoTrain<sup>®</sup> Glider de la boucle avant.

#### Aide à l'éloignement (soins des jambes)

1. Mettez la sangle dans le VenoTrain<sup>®</sup> Glider et glissez votre pied dedans. Le côté bleu doit être en haut.
2. Remettez votre bas de compression au VenoTrain<sup>®</sup> Glider. Faites passer le bord de la chaussette par-dessus le VenoTrain<sup>®</sup> Glider .
3. Étendez le bas de compression en le faisant passer par-dessus le talon, puis par-dessus les orteils. Votre bas de compression est maintenant à l'intérieur du VenoTrain<sup>®</sup> Glider.

#### Aide à l'habillage (soins des bras)

1. Mettez la sangle dans le VenoTrain<sup>®</sup> Glider et glissez votre bras dedans. Assurez-vous que le côté bleu est en haut.
2. Vous pouvez mettre vos bas de contention comme d'habitude, en commençant par la main sur votre VenoTrain<sup>®</sup> Glider jusqu'au haut du bras. Positionnez votre bras supérieur.
3. Connectez la boucle du VenoTrain<sup>®</sup> Glider à un point fixe et retirez-la en tenant le bas de compression avec l'autre main.