



Decifera Foam Silicone Border Extra Thin - 7,5 x 7,5cm - 5 pièces

08/10/2025 10:24:33



Numéro d'article	023339
Prix HT	12,31 €
Prix TTC	14,90 €
Stock	en stock

Description

Decifera le pansement extra thin en mousse de silicone est un pansement non adhérent et hautement absorbant avec une couche de contact avec la plaie en silicone.

Decifera NOUVELLE gamme de soins des plaies

Decifera propose une gamme complète de produits de soin des plaies de haute qualité pour les plaies complexes. Une gamme claire dans laquelle il est facile de faire le bon choix. Cela simplifie les soins complexes des plaies. Il fournit des soins fiables, qui sont également très abordables. Par conséquent: Decifera, le choix le plus intelligent pour les plaies complexes.

Comment fonctionne le pansement silicone extra-thin Decifera?

Decifera Foam Silicone extra thin est un pansement en mousse non adhérent et hautement absorbant avec une couche de contact avec la plaie en silicone et un film PU

sur le dos. Decifera Foam Silicone contribue à un environnement humide de la plaie et favorise ainsi un processus de cicatrisation optimal. Il absorbe l'excès d'exsudat de la plaie au cœur de la couche de mousse de polyuréthane hautement absorbante. Une partie de l'exsudat de la plaie s'évapore à travers la couche de film de polyuréthane sur le dos. Cela augmente la capacité d'absorption du pansement, minimisant les changements de pansement.

Le moins de changements de pansement possible

Le moins de changements de pansement possible. Ceci n'est possible qu'avec une bonne gestion des exsudats, dans laquelle une capacité d'absorption élevée peut jouer un rôle. Avec le pansement mousse Decifera extra mince en silicone, vous disposez d'un produit qui contribue au processus de cicatrisation et où le nombre de changements de pansement est minime. Agréable pour vous et votre patient. Comme le montre le pansement slip lui-même, ce pansement en mousse est plus fin que le pansement en mousse classique en silicone. Cela rend le pansement également adapté aux zones de plaies difficiles à réparer.

Comment utiliser le pansement mousse Decifera extra thin en silicone avec bordure?

Nettoyez toujours la plaie avant d'appliquer un pansement. Le pansement doit couvrir la peau sèche environnante sur un minimum de 1 à 2cm et de 3 à 5cm pour les plus grandes tailles. Comme l'indique le nom du pansement lui-même, il s'agit d'un pansement en mousse avec bande adhésive « Border ». Le pansement mousse extra fin en silicone avec bordure n'a plus besoin d'être fixé. Si vous souhaitez toujours réparer le pansement en plus, vous pouvez toujours le faire avec [un pansement auto-adhésif](#). Discutez avec votre médecin ou votre infirmière de la fréquence à laquelle les pansements doivent être changés.