



Numéro d'article	104784
Prix HT	80,15 €
Prix TTC	96,98 €
Stock	sur commande

Description

Otoclear est un système d'irrigation pour l'humidification préalable au retrait du cérumen. Le système OtoClear est plus pratique et sécurisé qu'une seringue auriculaire classique. Le set de rinçage des oreilles est équipé d'un flacon pulvérisateur de 470 ml et d'une tête de pulvérisation spéciale à 3 jets. Cela pulvérise l'eau à un angle de 30 degrés dans le conduit auditif et pas directement sur le tympan. La forme spéciale empêche la surpression dans le conduit auditif.

Le flacon de 470 ml à forte force motrice

Le OtoClear® Spray Wash Kit a un flacon de 470ml à forte force motrice pour pousser une grande quantité d'eau à travers les points. La pompe peut être pressée manuellement pour créer une alimentation interrompue et pour libérer et éliminer l'excès de cérumen.

Embouts OtoClear avec une forme unique

Les embouts jetables OtoClear ont une forme unique qui les empêche de pénétrer trop profondément dans l'oreille. Ces embouts sont en silicone souple et ont de grandes ouvertures de sortie. Les canaux de drainage intégrés dans l'embout OtoClear guident l'eau du conduit auditif dans le réceptacle. Le système OtoClear pour oreilles peut être utilisé directement sans raccordement à l'eau ni tension réseau. Contenu de otoclear set de rinçage:

- 1 flacon vaporisateur
- 1 réceptacle
- 20 embouts OtoClear (Aussi disponible séparément. Voyez ref. 104785)