



<b>Numéro d'article</b>	000378
<b>Prix HT</b>	21,64 €
<b>Prix TTC</b>	26,18 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

---

### Le lecteur de glycémie Vivachek Ino

Le VivaChek Ino est un lecteur de glycémie facile à utiliser. Le lecteur a une capacité de stockage de 900 résultats de test et affiche la moyenne sur 7, 14 et 30 jours. Dans le menu, vous pouvez spécifier si vous avez effectué votre test avant ou après un repas. Le VivaChek Ino vous offre le meilleur rapport qualité-prix et des résultats de test fiables. En cas de niveaux de glucose extrêmes, un avertissement d'hyper ou d'hypo est donné.

### Lecteurs de glycémie Vivachek Ino

Au cours des trois dernières années, nous avons vendu des milliers de lecteurs VivaChek

Ino aux Pays-Bas sans aucune plainte concernant les performances du lecteur. Choisir le VivaChek Ino est un choix judicieux pour un lecteur très fiable qui répond à la dernière norme ISO15197:2015.

## Contenu du pack de démarrage VivaCheck Ino

Le lecteur est livré avec tous les produits dont vous avez besoin pour commencer à mesurer votre glycémie immédiatement :

- Le lecteur de glycémie
- Bandelettes réactives
- Lancettes
- Autopiqueur
- Étui
- Manuel d'utilisation
- Instructions de démarrage rapide
- Journal de bord

## Caractéristiques techniques du VivaCheck Ino

- Plage de test : 10-600 mg / dl (0,6-33,3 mmol / l)
- Étalonnage du résultat : Équivalent plasma
- Type d'échantillon : Sang total capillaire frais
- Enzyme : Glucose oxydase
- Taille de l'échantillon : environ 0,5 µL
- Durée du test : Environ 5 secondes
- Pile : 2 piles bouton
- Durée de vie des piles : plus de 1 000 tests
- Mémoire : 900 résultats avec l'heure et la date
- Port de transfert de données : Micro USB

## Mode d'emploi

Le glycomètre VivaChek Ino est livré avec un mode d'emploi en néerlandais. Outre le mode d'emploi papier, vous trouverez également une vidéo sur YouTube qui explique étape par étape comment utiliser le glycomètre. Elle explique également la meilleure façon de piquer une bonne goutte de sang, regardez la vidéo ci-dessous.

# Afbeeldingen

---

