



Numéro d'article	023014
Prix HT	53,65 €
Prix TTC	64,92 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

C'est si simple: Actico[®] UlcerSys à l'ulcus cruris venosum. Si bien pensé: la combinaison fait tout. Découvrez comme il peut être facile de traiter des troubles vasculaires graves : avec Actico UlcerSys, un système de refroidissement par compression à deux couches qui peut être utilisé principalement pour traiter les ulcères veineux cruris et prévenir leur récurrence.

Avantages du produit Actico[®] UlcerSys:

- Répartition de la pression en fonction des besoins et ajustement permanent grâce à une construction spéciale du maillot
- Facile et rapide à mettre en place
- Confort de port élevé et design attrayant
- Compression sur mesure par transfert du bas en plusieurs couches (max. deux à trois couches)

Indications d'Actico[®] UlcerSys:

- dans l'ulcère cruris venosum après réduction de l'œdème
- en tant que prévention d'une jambe ouverte chronique récurrente
- dans les dermatoses de propulsion telles que l'eczéma, la pigmentation, la lipodermatosclérose, l'atrophie blanche
- oedème veineux
- pour le traitement du syndrome post-thrombotique
- pour le post-traitement en sclérothérapie et la chirurgie des varices
- après l'ablation d'une veine pour un pontage (chirurgie cardiaque)

Actico[®] UlcerSys = système de réfrigération à compression à deux couches:

- Bas de contention
 - le collier plat reste bien en place
 - la construction spéciale du maillot assure un bon ajustement permanent
 - une couture plate au niveau des orteils pour un excellent confort de port
 - construction de talons renforcés
 - fixe les pansements
 - peut également être transféré en deux ou trois couches pour la pression requise
 - 10-14 mmHg
- Bas supérieur
 - look subtil
 - texture fine de la surface
 - un brassard plat pour un ajustement parfait
 - très bien adapté
 - 26-34 mmHg

Bas lavable à 60°C - Haut lavable à 40°C. Composition du produit :

- Bas de contention
 - 70% polyamide
 - 30% Lycra
- Bas supérieur
 - 65% polyamide
 - 35% Lycra

Taille	Circonférence de la cheville	Circonférence du veau	longueur de la jambe
S	19 - 21 cm	31 - 39 cm	38 - 42 cm
M	21 - 23 cm	33 - 41 cm	38 - 42 cm
L	23 - 27 cm	35 - 44 cm	38 - 42 cm
XL	27 - 32 cm	39 - 48 cm	38 - 42 cm

XXL

32 - 37 cm

43 - 52 cm

38 - 42 cm

3