



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 020494   |
| <b>Prix HT</b>          | 10,55 €  |
| <b>Prix TTC</b>         | 12,77 €  |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

Bactigras se compose d'une maille tissée à mailles larges, de paraffine et d'acétate de chlorhexidine à 0,5 %. Il est indiqué comme couche de contact avec la plaie et a un effet antibactérien efficace.

## Caractéristiques

- A base de paraffine
- Présentation stérile tricotée
- Contient de l'acétate de chlorhexidine 0,5% w/w

## Avantages

- Soulage et protège la plaie en permettant l'écoulement des exsudats visqueux
  - La compresse Bactigras non adhérente, soulage la plaie et en facilite le drainage à l'intérieur d'un pansement secondaire absorbant.

- Conserve sa forme sans s'effiloche
  - La compresse Bactigras est un pansement médicamenteux de tulle gras fait à partir de gaze aérée et tricotée, stérile et paraffinée. La gaze est formée de fils entrelacés qui minimisent l'effilochement lorsque le pansement est découpé sur mesure.
- Réduit les risques d'infection
  - L'efficacité antiseptique de la compresse Bactigras n'est pas affectée par le sérum et le sang.
  - Efficacité établie in vitro et in vivo par rapport au MRSA.
  - Minimise le risque de colonisation.
  - Action antiseptique avérée contre tout un éventail de germes Gram positif et négatif.

## Indications

La compresse Bactigras s'utilise en tant que couche de contact avec la plaie lorsque cette dernière ne couvre pas plus de 10% d'une surface corporelle où il existe un risque d'infection ou sur des plaies déjà infectées en conjonction avec des antibiotiques d'action générale.

- Brûlures mineures et brûlures d'ébouillanté
- Lacérations, abrasions et autres plaies impliquant une perte cutanée
- Sites donneurs et receveurs de greffes
- Ulcères de jambe

## Contre-indications / Précautions

Eviter tout contact avec les yeux, l'oreille moyenne, les méninges et le cerveau. La compresse Bactigras n'est pas compatible avec les savons et autres agents anioniques ainsi qu'avec l'iodure de potassium. Eviter d'utiliser Bactigras en conjonction avec des oxydants pour nettoyer la plaie.