



Numéro d'article	160510
Prix HT	98,65 €
Prix TTC	119,37 €
Stock	Plus que 8 en stock

Description

Un champ stérile est utilisé pour couvrir stérile le patient ou l'équipement pendant la chirurgie et / ou le traitement.

Le champ stérile est impénétrable sur toute la surface

Le champ se compose d'un côté d'une feuille de polyéthylène souple. Cela garantit une imperméabilité à 100% au champ stérile. Ceci est essentiel pour maintenir une barrière contre l'humidité et les micro-organismes et éviter ainsi la contamination de la plaie chirurgicale. L'autre côté du drap est constitué d'un matériau en deux parties avec une couche supérieure non tissée absorbante. La structure de la couche supérieure non

tissée assure également une distribution optimale des liquides.

Avec ouverture auto-adhésive de 7 cm

Bandes adhésives respectueuses de la peau qui isolent de manière optimale la zone de la plaie. idéal pour les petites opérations. Conserve leur force adhésive même dans des conditions humides. Peut être enlevé facilement, même sur les peaux sensibles.

Le champ stérile a une méthode de pliage systématique

Méthode de pliage systématique pour une application rapide, sans effort et sûre dans des conditions stériles. La plupart des rideaux sont faciles à appliquer par une seule personne. En combinaison avec leurs propriétés spécifiques, ces plaques offrent une solution adaptée à chaque procédure avec une capacité d'absorption appropriée.

Le champ stérile offre non seulement une qualité sans compromis et une sécurité fiable, mais aussi une efficacité dans votre bloc opératoire!

Taille Champ stérile: 60 x 50 cm. Ouverture: 7 cm. Les champs sont stériles et emballés individuellement.

Si vous voulez des champs stériles sans ouverture, vous pouvez les trouver [ici](#).

.

Afbeeldingen

