



<b>Numéro d'article</b>	160516
<b>Prix HT</b>	57,89 €
<b>Prix TTC</b>	70,05 €
<b>Stock</b>	Plus que 4 en stock

## Description

---

Un champ stérile Foliodrape<sup>®</sup> est utilisé pour couvrir le patient et l'équipement stérile dans la salle d'opération, la clinique externe, le service et la salle de traitement.

## Propriétés du champ stérile Foliodrape<sup>®</sup>

### 1. Imperméable sur toute la surface

- La sous-couche en polyéthylène (PE) garantit l'impénétrabilité à 100% du champ stérile. Ceci est essentiel pour maintenir une barrière contre l'humidité et les microorganismes, et ainsi prévenir la contamination de la plaie chirurgicale.

### 2. Excellent pouvoir absorbant

- Grâce à sa couche supérieure non tissée hydrophile en polypropylène absorbant sur toute la surface.

- La structure de la couche supérieure non tissée assure également une répartition optimale des liquides.

### 3. Matériau extrêmement résistant

- Résistant aux charges lourdes. Egalement en combinaison avec des liquides, pour une protection optimale de la plaie chirurgicale.

### 4. Faible émission de particules

- Réduction du risque de contamination dû à la propagation de substances étrangères qui peuvent introduire des germes dans la plaie chirurgicale.

### 5. Facile à appliquer et à bien draper

- Méthode de pliage systématique et pictogrammes pour une application rapide, sans effort et sûre dans des conditions stériles.
- La plupart des rideaux sont faciles à appliquer par une seule personne.

En combinaison avec leurs propriétés spécifiques, les deux gammes offrent une solution appropriée avec une capacité d'absorption appropriée pour chaque procédure. Le champ stérile Foliodrape® offre non seulement une qualité sans compromis et une sécurité fiable, mais aussi de l'efficacité dans votre bloc opératoire !