



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 023087              |
| <b>Prix HT</b>          | 10,80 €             |
| <b>Prix TTC</b>         | 13,07 €             |
| <b>Stock</b>            | Plus que 9 en stock |

## Description

Mepilex<sup>®</sup> : Pansement en mousse souple pour diverses plaies aiguës et chroniques. Mepilex<sup>®</sup> est le pansement mousse absorbant de confiance utilisé pour traiter un large éventail de plaies chroniques et aiguës dans le monde entier. Mepilex<sup>®</sup> est facilement adaptable et très absorbant pour une prise en charge efficace des exsudats de plaies. Chaque pansement Mepilex<sup>®</sup> est doté de Safetac<sup>®</sup> - la couche de contact originale en silicone qui minimise la douleur - afin que vous puissiez l'enlever facilement sans endommager la peau. Cela signifie moins de douleur pour vos patients. De plus, Safetac scelle les bords de la plaie pour protéger la peau des dommages causés par les fuites et la macération. Mepilex<sup>®</sup> est disponible dans une variété de tailles et de formes, ce qui le rend flexible à utiliser. Vous pouvez simplement couper un pansement en mousse Mepilex<sup>®</sup> sur mesure selon vos besoins, par exemple pour une zone difficile à raccorder.

- Mepilex<sup>®</sup> est doux et souple, ce qui le rend facile à utiliser et polyvalent.
- Mepilex<sup>®</sup> réduit la douleur lors du changement de pansement
- Mepilex<sup>®</sup> scelle les bords de la plaie pour prévenir la macération.

- Mepilex<sup>®</sup> permet une gestion efficace de l'exsudat

## Quand utilisez-vous Mepilex<sup>®</sup> ?

Mepilex<sup>®</sup> est conçu pour une variété de plaies légères à moyennes. Vous pouvez couper Mepilex<sup>®</sup> sur mesure pour différentes formes de plaies et différents endroits sur le corps. Il est donc idéal pour les plaies aux endroits difficiles à panser. Utilisez Tubifast<sup>™</sup> pour fixer le pansement.

## Comment utiliser Mepilex<sup>®</sup> ?

Toujours nettoyer la plaie avant d'appliquer Mepilex<sup>®</sup>. Le pansement Mepilex<sup>®</sup> doit couvrir au moins 2 cm de peau autour du lit de la plaie. Si nécessaire, utilisez Tubifast<sup>™</sup> pour fixer le pansement.