



Numéro d'article	016127
Prix HT	15,10 €
Prix TTC	18,27 €
Stock	Plus que 9 en stock

Description

Prontosan[®] est un liquide clair prêt à l'emploi pour la prévention et le traitement du biofilm, des couches de fibrine et des débris. La cicatrisation de plaies importantes et chroniques est généralement un problème. Souvent, il y a des tissus et du matériel cellulaire dans la plaie qui empêchent la fermeture et la guérison de la plaie. Les bactéries présentes dans une telle plaie ont également un jeu libre et peuvent donc provoquer des infections.

Le liquide de rinçage Prontosan[®] et le gel nettoyant pour plaies peuvent être utilisés pour nettoyer et hydrater ces types de plaies.

Les plaies chroniques sont souvent recouvertes de biofilm. Ces couches sont souvent difficiles à enlever et ralentissent la cicatrisation normale. Il est donc important d'utiliser un nettoyant pour plaies ayant un excellent effet nettoyant pour que vous puissiez faire plus qu'avec de l'eau. Les deux ingrédients actifs les plus importants de Prontosan[®] sont

la bétaine et le polyhexanide (PHMB). Après l'application, l'ingrédient bétaine nettoie activement et réduit la tension superficielle, éliminant ainsi la nécrose, la fibrine et le biofilm indésirables. Le composant polyhexanide (PHMB) a un effet décontaminant et inhibe la croissance des bactéries. Prontosan[®] est très approprié pour le changement de pansements pour desserrer les pansements collés. La plaie doit d'abord être nettoyée avec le liquide de rinçage. Pour des effets plus durables, la plaie peut ensuite être recouverte de gel.

Avantages de Prontosan[®]

- Temps de cicatrisation réduit en moyenne de 4 semaines
- Préviend et traite le biofilm par effet inhibiteur de croissance bactérienne
- Préviend les infections
- Favorise des changements de pansements indolores
- Peut être appliqué avec n'importe quel bandage et s'adapte à n'importe quel protocole
- Peut se conserver 8 semaines après ouverture
- Réduit la douleur et l'odeur de la plaie
- Peut être chauffé pour éviter le refroidissement du patient et de la plaie.

Indications pour Prontosan[®].

Prontosan[®] liquide nettoyant pour la préparation du lit de la plaie prévient le biofilm et les infections et peut être appliqué sur différents types de plaies.

- Blessures causées par un traumatisme
- Plaies post-opératoires
- Plaies du pied diabétique
- Cruris d'ulcère, veineux et artériel
- Brûlures
- Blessures oncologiques

Utilisation de Prontosan[®].

- Appliquez de la gaze imbibée de Prontosan[®] sur la plaie et laissez agir pendant 10 minutes.
- Retirez la gaze au bout de 10 minutes et séchez-la en tapotant avec une gaze. Répéter l'opération pour chaque changement de pansement.
- La fréquence du changement de pansement détermine la fréquence à laquelle vous nettoyez la plaie avec le liquide Prontosan[®].