



Aiguille Micro-fine 5mm x 0,25mm 31G (EasyFlow+PentaPoint) 100 u.

09/10/2025 02:36:11



Numéro d'article	010113
Prix HT	15,61 €
Prix TTC	18,89 €
Stock	en stock

Description

La gamme BD Micro-Fine™ **NOUVEAU : BD Micro-Fine™ + 6 mm** Extension de la famille d'aiguilles pour stylos BD Micro-Fine - nouvelle longueur, même qualité et fiabilité. Près de 30 % des personnes atteintes de diabète utilisent un crayon de 6 mm. Ils peuvent désormais utiliser le crayon à insuline BD 6 mm. En plus des aiguilles à insuline BD Micro-Fine™ de 4, 5 et 8 mm, le stylet BD Micro-Fine™ + 6 mm est désormais également disponible sur le marché Benelux ! Les aiguilles BD Micro-Fine sont 100% compatibles avec tous les stylos injecteurs pour le traitement du diabète. **BD Micro-Fine™ + stylet 6 mm**

- (Ø 0.25mm - 31G)
- "Thinwall"
- BD Code de produit : 320734
- Code NCK : 3567245

- Code ZI : 16374088
- Couleur : Orange
- Conditionnement : 100 pièces

Caractéristiques BD Micro-Fine™ + stylet 6 mm : Micro-Fine est conçu pour une injection confortable et une expérience agréable. Micro-Fine est conçu pour injecter la dose complète d'insuline sans obstruction, blocage ou fuite. Micro-Fine a conçu une aiguille chirurgicale de qualité, polie électrolytiquement, pour plus de douceur. **BD Micro-Fine Ultra™ Stylet 4 mm** BD Micro-Fine Ultra™ 4 mm avec PentaPoint™ confort (broyage 5 points pour une meilleure pénétration) et EasyFlow™ technologie (pour un meilleur flux d'insuline)

- (Ø 0.23mm - 32G)
- "Extra Thinwall"
- BD Code de produit : 320141
- Code NCK : 3247-293
- Code ZI : 16090322
- Couleur : Vert
- Conditionnement : 100 pièces

Voir aussi notre brochure : BD Micro-Fine Ultra BD Micro-Fine Ultra EasyFlow™ pour une expérience d'injection encore meilleure :

- 62% de pression en moins pour une injection
- Débit d'insuline 60 % plus rapide
- 35% moins de fuites au niveau de la peau
- 38% moins de fuites du stylo

La gamme d'aiguilles BD Micro-Fine™+ se compose en outre des longueurs d'aiguilles suivantes : 5 mm et 8 mm. **BD Micro-Fine™+ Aiguille de 5 mm**

- (Ø 0.25mm - 31G)
- "Thinwall"
- BD Code de produit : 320794
- Code NCK : 2210-102
- Code ZI : 15029026
- Couleur : Violet
- Conditionnement : 100 pièces

BD Micro-Fine™+ Aiguille à aiguille de 8 mm

- (Ø 0.25mm - 31G)
- "Thinwall"
- BD Code de produit : 320792

- Code NCK : 2210-094
- Code ZI : 15029034
- Couleur : Bleu
- Conditionnement : 100 pièces

Informations pratiques :

- Les codes CNK et ZI sont les codes nationaux utilisés par la pharmacie pour commander les aiguilles BD Micro-Fine chez les grossistes.
- Le code ZI est également le code de base pour les déclarations auprès des caisses d'assurance maladie.
- Les aiguilles BD Micro-Fine peuvent également être achetées par l'intermédiaire des associations de patients.
- Les aiguilles BD Micro-Fine ne sont PAS VERGÉES en Belgique.
- Les aiguilles BD Micro-Fine sont VERGÉES aux Pays-Bas.
- Les aiguilles pour stylos BD Micro-Fine sont 100% compatibles avec tous les stylos injecteurs pour le traitement du diabète.
- Les aiguilles BD Micro-Fine sont stériles et ne peuvent être utilisées qu'une seule fois.
- La réutilisation se fait toujours à vos propres risques.

Selon la longueur de l'aiguille que vous utilisez, une certaine technique d'injection est recommandée. Cela permet de s'assurer que l'insuline est toujours injectée par voie sous-cutanée. Lors de l'utilisation de l'aiguille du stylo BD Micro-Fine 4 mm ou 5 mm, BD recommande une injection perpendiculaire sans pli cutané. En cas d'utilisation d'une aiguille BD Micro-Fine de 6 ou 8 mm, BD recommande un pli cutané.

Renseignements supplémentaires

Améliorez votre technologie d'injection avec les dernières innovations de BD En achetant une boîte de BD Micro-Fine Ultra™ 4mm, BD Micro-Fine™ + 5mm, BD Micro-Fine™ + 6mm et BD Micro-Fine™ + 8mm aiguilles, vous aurez accès à BD and Me en utilisant un code unique qui est inclus dans le paquet. BD and Me est un tutoriel en ligne spécialement développé pour les patients sur la technique d'injection. Il se compose de plusieurs modules (vidéos animées) accessibles 24h/24 et 7j/7 depuis chez soi sur PC, tablette ou smartphone. Des recherches récentes montrent qu'une technique d'injection optimale est tout aussi importante que la nutrition, l'insuline et l'exercice pour rester en santé. Les patients qui utilisent la bonne technique d'injection :

- Réduire leur taux d'HbA1c de 0,5 %.
- Réduire leur consommation d'insuline à 10,1 unités
- Montrer moins de complications

Découvrez BD et Me™ dès aujourd'hui pour améliorer votre technique d'injection !