



Numéro d'article	0103031
Prix HT	0,91 €
Prix TTC	1,10 €
Stock	en stock

Description

BD Insyte™ & BD Insyte-W™ Systèmes de thérapie par perfusion

Cathéters intraveineux périphériques dans Vialon™

Caractéristiques

- Stérile, à usage unique, sans latex.
- Le cathéter BD Insyte™ est fabriqué en chêne radio BD Vialon™, un biomatériau hémocompatible, et garantit une excellente pénétration, intégrité et tolérance de la pointe.
- Ponction lisse: la haute résistance de Vialon™ (Polyuréthane) permet la fabrication d'une pointe de cathéter plus fine, plus solide et plus fiable, avec une pénétration facile. Il nécessite 50% moins de force que les cathéters traditionnels en Téflon.

- Intégrité de la pointe: les propriétés mécaniques de Vialon™ empêchent l'enroulement et la déformation de la pointe en cas de perforation.
- Tolérance: Une fois introduit dans le corps, le cathéter initialement rigide devient plus flexible. Avec la biocompatibilité de Vialon™ et l'intégrité des pointes, cette caractéristique supplémentaire explique le faible risque de thrombophlébite.
- Débit: la paroi mince du cathéter permet un débit plus élevé avec un diamètre extérieur identique. La résistance à l'entortillement de Vialon™ assure le maintien d'un débit optimal (ex. : BD Insyte™ 18G ; 106ml/mn).

Recommandations

- Accès périphérique habituel même en cas de tourbières fragiles et de basse pression veineuse.

Stérilisation

- Oxyde d'éthylène (O.T.E.)

Marquage

- CE 0318 Insyte™, Insyte-W™ cathéters
- CE 0086 Insyte-W™ cathéters et/ou CE 0318 Insyte-W™ cathéters (Réf. 381312/381357)
- CE 0120 Insyte™ obturateurs