



MIR Spirobank Oxi - Spirometer + Oximeter via Spirobank App (AppStore + GooglePlay)

08/10/2025 19:11:20



Artikelnummer	122454
Prijs excl. BTW	€ 271,02
Prijs incl. BTW	€ 327,93
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Spirobank Oxi is een draagbare diagnostische spirometer en oximeter in één, die connecteert met uw smartphone via Bluetooth.

Realtime spirometer- en oximetertest op de smartphone

- Spirometer- en oximetertest in één app (MIR Spirobank)
- Automatische connectie via Bluetooth Smart BLE 4.0 (Bluetooth Low Energy)
- Geschikt voor alle leeftijden, uitgezonderd baby's en peuters

- GLI-2012 voorspelde sets voor spirometrie referentiewaarde

Troeven van de Spirometer Spirobank Oxi

- Meldingen en realtime-animatie op de smartphone, om de patiënt te sturen in het correct afleggen van de test, wat zorgt voor betere resultaten
- E-diary: symptomen en notities kunnen voor elke test worden toegevoegd
- Gemakkelijk af te lezen grafische trends voor zelfmonitoring van spirometrie en oximetrie
- Volledige stroom- en volumelus voor uitademings- en inademingsdebieten en real time plethysmografische curve op het scherm

Eenvoudig resultaten delen

- Eenvoudig rapporten delen in pdf-formaat met deze Spirometer Spirobank Oxi via WhatsApp, e-mail en andere apps
 - Het pdf-rapport omvat: stroom/volume en stroom/tijd curves (3 beste pogingen), kwaliteitscontrole, aanvaardbare proefresultaten, variabiliteit van FEV1 en FVC, pictogrammen
- Testresultaten op scherm:
 - spirometrie: PEF, FVC, FEV1, FEV1/FVC ratio, FEF2575, FEV6
 - oximetrie (gemiddeld): SpO2 (%), pols (BPM)
- Testresultaten op de afgedrukte pdf:
 - spirometrie: FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF2575, FEF25, FEF50, FEF75, DTPEF, VEXT
 - oximetrie (minimum, maximum, gemiddelde): SpO2 (%), pols (BPM)

Eigenschappen spirometer Spirobank Oxi

- Gecertificeerde nauwkeurigheid: ISO 22782:2009 voor spirometrie, ISO 80601-2-61 voor oximetrie, ATS-ERS 2019
- Ready-to-Connect: ontworpen voor het monitoren van patiënten op afstand, klinisch onderzoek en het integreren met software van derde partijen
- FVC (geforceerde vitale capaciteit) spirometertest met meting van 19 parameters: PEF, FVC, FEV1, FEV1/FVC ratio, FEF2575, FEV6, VEXT, DTPEF, FEF75, FET, FEF25, FEF50, FIVC, FIV1, PIF, FEV3, FEV05, FEV075, FEV2
- Compatibel met de FlowMIR wegwerpturbines en de Single Patient herbruikbare turbine
- Werkt op 2 AAA batterijen

Werkt met gekalibreerde wegwerp turbines

U kan deze spirometer Spirobank Oxi gebruiken met de wegwerp gekalibreerde turbines van MIR. [Ook deze turbines zijn hier bij ons te verkrijgen.](#) Deze gekalibreerde turbines hebben een ongekende nauwkeurigheid & ongeëvenaarde kwaliteit! De wegwerp turbines zorgen ervoor dat er geen kruisbesmetting mogelijk is. 。

Afbeeldingen

