



Artikelnummer	313915
Prijs excl. BTW	€ 75,74
Prijs incl. BTW	€ 91,65
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Met de Omron M3 Bloeddrukmeter heeft u een volautomatische, betrouwbare en energievriendelijke bloeddrukmeter. Nu in vernieuwde uitvoering!

De Omron M3 werkt met de Intellisense™ technologie.

Dankzij deze techniek bent u ervan verzekerd dat u altijd een correcte meting uitvoert. Tevens zorgt deze techniek ervoor dat het manchet nooit te hard opgepompt wordt. Hierdoor is het meten erg comfortabel. Het Manchet van de Omron M3 De Omron M3 Bloeddrukmeter wordt geleverd met een opvouwbaar manchet die geschikt is voor iedereen (22 tot 42 cm armomvang). Door het ingebouwde controlesysteem ziet u meteen of u het manchet op de juiste wijze om uw arm heeft gedaan. Het display van de Omron M3 De Omron M3 is voorzien van een groot LCD-display. Hierop ziet u meteen uw bloeddruk en tevens uw hartslag. Als er verhoogde bloeddruk wordt gemeten, dan wordt dat meteen aangegeven op het scherm door middel van gekleurde LEDs. U kunt dan ter controle nog een meting doen om er zeker van te zijn dat de meting juist was. In het

geheugen kunnen 2 gebruikers opgeslagen worden. Tevens is er ruimte voor een gastmeting, in deze modus worden de waardes niet opgeslagen in het geheugen. Per gebruiker kunt u in het geheugen 60 metingen opslaan, inclusief de datum en het tijdstip van de meting. De Omron M3 Bloeddrukmeter wordt geleverd met een handig opbergetui, een set van 4 AA batterijen en het manchet.

Zelf uw bloeddruk meten is heel eenvoudig met de Omron M3 bloeddrukmeter

1. Plaats de manchet op uw ontblote bovenarm. 2. Druk op de startknop. De manchet wordt automatisch opgepompt. 3. Lees uw bloeddrukwaarden en hartslag af.

Omron M3 bloeddrukmeter productspecificaties

- Gewicht: 340 gram
- Maat: 14,1 x 12,3 x 8,5 cm
- Voeding: batterijen of een optionele adapter
- Weergave van de gegevens: digitaal
- Geheugenplaatsen: 2 gebruikers x 60 metingen
- Methode van meting: oscillometrisch
- Meetbereik van de bloeddruk: 0 - 299 mmHg
- Automatisch oppompen en ontluchten
- Signaleert bewegingen tijdens het meten
- Afwijking van een meting van de polswaarden: maximaal 5% van de waarde