



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 023011                    |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 53,65                   |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 64,92                   |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 2 op voorraad |

## Omschrijving

Zo eenvoudig: Actico<sup>®</sup> UlcerSys bij ulcus cruris venosum. Zo doordacht: de combinatie doet het 'm. Ontdek hoe eenvoudig het behandelen van ernstige vaatstoornissen kan zijn: met Actico UlcerSys, een uit twee lagen bestaand compressiekoussysteem dat vooral kan worden gebruikt voor het behandelen van ulcus cruris venosum en het voorkomen van recidieven daarvan.

## Productvoordelen Actico<sup>®</sup> UlcerSys:

- Op de behoefte afgestemd drukverloop en een blijvend goede pasvorm door speciale tricotconstructie
- Eenvoudig en snel aan te trekken
- Hoog draagcomfort en aantrekkelijk design
- Compressie op maat door de onderkous in meerdere lagen over elkaar te dragen (max. twee tot drie lagen)

# Actico<sup>®</sup> UlcerSys Indicaties:

- bij ulcus cruris venosum na oedeemvermindering
- als preventie van een recidiverend chronisch open been
- bij stuwingsdermatose zoals eczeem, pigmentatie, lipodermatosclerose, atrophie blanche
- bij veneus oedeem
- voor het behandelen van een posttrombotisch syndroom
- voor de nabehandeling bij sclerotherapie en varicesoperaties
- na het uitnemen van een ader voor een bypassoperatie (hartoperatie)

Actico<sup>®</sup> UlcerSys = compressiekuussysteem bestaande uit twee lagen:

- Onderkous
  - plat boordje blijft goed op zijn plaats
  - de speciale tricotconstructie zorgt voor een blijvend goede pasvorm
  - platte naad bij de tenen voor een uitstekend draagcomfort
  - verstevigde hielconstructie
  - fixeert wondverbanden
  - voor benodigde druk ook in twee of drie lagen over elkaar te dragen
  - 10-14 mmHg
- Bovenkous
  - subtiele look
  - fijne oppervlaktestructuur
  - plat boordje voor een perfecte pasvorm
  - goede pasvorm
  - 26-34 mmHg

Onderkous wasbaar op 60°C - Bovenkous wasbaar op 40°C. Productsamenstelling:

- Onderkous
  - 70% polyamide
  - 30% Lycra
- Bovenkous
  - 65% polyamide
  - 35% Lycra

| Maat | Enkelomvang | Kuitomvang | Beenlengte | REF   |
|------|-------------|------------|------------|-------|
| S    | 19 - 21 cm  | 31 - 39 cm | 38 - 42 cm | 32510 |
| M    | 21 - 23 cm  | 33 - 41 cm | 38 - 42 cm | 32512 |
| L    | 23 - 27 cm  | 35 - 44 cm | 38 - 42 cm | 32514 |
| XL   | 27 - 32 cm  | 39 - 48 cm | 38 - 42 cm | 32516 |
| XXL  | 32 - 37 cm  | 43 - 52 cm | 38 - 42 cm | 32518 |