



Artikelnummer	075193
Prijs excl. BTW	€ 59,25
Prijs incl. BTW	€ 71,69
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De Rolly Doff n' Donner is een oneindig gevormde waterballon die wordt gebruikt om compressiekousen van alle soorten en klassen van compressie aan en uit te trekken. Wat de Doff n' Donner onderscheidt van andere systemen is dat het is ontworpen voor zowel het aan- als uittrekken van kousen. Het is uniek omdat het een hulpmiddel is dat zich aanpast aan de compressiekous en niet andersom. Dit verlengt de levensduur van de kousen aanzienlijk. De Doff n' Donner is uitgevonden in de geest van het glijden in plaats van het trekken van de kous. Het is niet meer nodig om geweld te gebruiken. Het is ontworpen voor gemakkelijk en comfortabel gebruik voor zowel de gebruiker als de zorgverlener. Omdat de Doff n' Donner zich aan de vorm van het been aanpast, rolt hij eenvoudig en direct over zwachtels, vers gelakte of natte benen en zelfs over pleisters.

Voordelen Rolly - Doff n' Donner:

- Alleen of met behulp van een derde te gebruiken.
- Kan ook zonder handen gebruikt worden.
- Het geribbeld oppervlak laat toe de kous zonder beschadiging te positioneren.
- Licht, compact, flexibel, makkelijk mee te nemen.
- Voor alle typen kousen en drukklassen.
- Uiterst comfortabel.
- Rolt eenvoudig over bandages, natte of ingesmeerde benen etc.
- Verlengt de levensduur van de kous.
- Veel minder kracht nodig om kousen aan te trekken; nog eenvoudiger om ze weer uit te trekken én eventueel weer direct aan te trekken.
- Bespaart tijd voor zorgverleners; help uw patienten sneller en comfortabeler.
- De kous is na het uittrekken onmiddellijk gereed om ook weer aan te trekken.

Hoe werkt de Rolly?

Rol eerst de kous -

Diverse roltechnieken zorgen dat elke kous gereed kan worden gemaakt om aan te trekken.

De kous aantrekken -

Hiervoor zijn diverse mogelijkheden; u kan deze uitgebreid bekijken in het filmpje hieronder.

De kous uittrekken -

Nog eenvoudiger, kies één van de manieren die bij u past en, heel handig, na het uittrekken van de kous is deze ook meteen klaar om weer aangetrokken te worden.

Speciale technieken en scenario's -

Rollen over bandages of wondpleisters? Twee compressiekousen over elkaar? Natte of ingesmeerde benen? Geen enkel probleem met de Doff n' Donner! Bekijk onderstaande video's voor deze en andere scenario's.

Contra-indicaties: Kuitomtrek meer dan 51 cm Gebruik dit hulpmiddel niet bij een hypergevoelige huid of diepe veneuze trombose.

Waarschuwingen en voorzorgen:

- Verhit dit product op geen enkele manier

- Gebruik dit product niet met een diepe veneuze trombose
- Houd dit product buiten bereik van kinderen - Dit product is geen speelgoed
- Trek dit product niet over het hoofd
- Vermijd scherpe objecten zoals bijvoorbeeld sierraden
- Raadpleeg uw specialist voor gebruik
- Gebruik door één persoon tenzij de Rolly op de juiste manier gedesinfecteerd wordt

Schoonmaken en onderhoud:

- De Rolly dient op kamertemperatuur bewaard te worden.
- U kunt de Rolly schoonmaken met normale zeep en water, maar gebruik bij voorkeur een antibacteriele zeep
- De Rolly kan met isopropyl alcohol gedesinfecteerd worden.

De Rolly is gevuld met zeepachtig water. Dit kan makkelijk verwijderd worden van bekleding of vloerbedekking indien de Doff n' Donner zou lekken.

Bekijk hier de werking van de Rolly

Afbeeldingen

