



Artikelnummer	023021
Prijs excl. BTW	€ 33,86
Prijs incl. BTW	€ 40,97
Voorraad	Nog slechts 7 op voorraad

Omschrijving

Allevyn Heel - Niet-klevend hydrocellulair verband voor hiel en elleboog. Allevyn hielverband is ontworpen om de behandeling van hiel- en elleboogwonden te verbeteren door de patiënt een betere anatomische pasvorm en superieur comfort te bieden.

Samenstelling

Drielaags verband:

- Geperforeerde polyurethaan-interface die niet aan de wond kleeft
- Tussentijdse hydrocellulaire laag van zeer absorberend polyurethaanschuim met een hoog absorptievermogen
- Waterdichte polyurethaan buitenfolie

Voordelen

- Hoog absorptievermogen *In vitro* onderzoek en klinische studies hebben aangetoond dat Allevyn-verbandmiddelen tot zeven dagen kunnen blijven zitten, afhankelijk van het stadium van genezing. Deze mogelijkheid komt voort uit de combinatie van verschillende eigenschappen:
 - De middelste laag absorbeert en houdt vloeistoffen vast in zijn hydrocellulair schuim.
 - Het luchtdoorlatende buitenoppervlak van het verband laat eventueel overtollig vocht verdampen.

Deze eigenschappen maken het mogelijk om een vochtige omgeving in stand te houden die gunstig is voor de genezing en die zich verder ontwikkelt zonder dat het verband te vaak opnieuw moet worden aangebracht.

- Bevordert genezing Allevyn Hielverband zorgt voor een vochtige omgeving op het wondoppervlak, waardoor het ontstaan van droge necrose wordt voorkomen en een snelle genezing wordt bevorderd.
- Ontworpen om op de hiel en elleboog te passen Allevyn hielverband is ontworpen om comfortabel in de hiel en elleboog te passen, zodat de wond kan genezen in een vochtige, ondersteunende omgeving, maar zonder lekken.
- Comfortabel Allevyn Heel Dressings bieden dankzij hun zachtheid en dikte een groot comfort en een uitstekende bescherming voor de patiënten.
- Schoon Allevyn Hielverband absorbeert en houdt exsudaten, bacteriën en celresten vast en het verband is schoon.

Aanwijzingen

Allevyn Hielverband is ideaal voor ontluikende wonden op de hiel, elleboog of andere soortgelijke reliëfs (boomstronken, etc.). Bij necrotische wonden kan het gebruikt worden in combinatie met de [IntraSite Gel hydrogel](#).

Contra-indicaties / Voorzorgsmaatregelen

Er mag geen Allevyn-verband worden gebruikt in combinatie met een oxidatiemiddel, zoals hypochlorietoplossing of waterstofperoxide (waterstofperoxide), dat het polyurethaanschuim in de hydrocellulaire component kan afbreken. Zoals bij elk verband kunnen er door maceratie of infectie gevaarlijke huidirritatieletsels ontstaan als gevolg van maceratie of infectie. Dressing sensibilisatie is zeldzaam. In het geval van hardnekkige erytheem, vraag deskundig advies.