

Allevyn Non-Adhesive kompres - 10 x 10cm - 10 stuks

08/10/2025 17:20:07



Artikelnummer	023002
Prijs excl. BTW	€ 33,94
Prijs incl. BTW	€ 41,07
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

Allevyn Non-Adhesive is vervaardigd op basis van hydrocellulair polyurethaan. Dankzij een high-tech fabricageproces bekommt men een product dat zorgt voor een maximale en gecontroleerde absorptie van het exsudaat. *Allevyn Non-Adhesive* heeft een bovenlaag van polyurethaanfilm, een kern van hydrocellulair polyurethaan en een wondcontactlaag van geperforeerde polyurethaanfilm.

Deze gepatenteerde trilaminaatstructuur zorgt voor een uniek dynamisch exsudaatmanagement.

- Hoog absorptievermogen In vitro onderzoek en klinische ervaring hebben aangetoond dat Allevyn-verband tot zeven dagen kan blijven zitten, afhankelijk van de fase van genezing. Deze capaciteit is te danken aan een aantal van hun kenmerken:

- De microgeperforeerde interface, in contact met de wond, laat een gelijkmatig dik exsudaat door naar de binnenkant van het verband.
- De middelste laag van het verband absorbeert en houdt vocht vast in het hydrocellulaire schuim.
- Het luchtdoorlatende buitenoppervlak laat eventueel overtollig vocht verdampen.

Deze eigenschappen zorgen voor een vochtig milieu op wondniveau, wat een snelle genezing bevordert.

- Bevordert genezing Het roze buitenoppervlak van Allevyn-verband is lucht- en waterdampdoorlatend en ondoordringbaar voor water en bacteriën, waardoor de vorming en het onderhoud van een vochtig helend milieu mogelijk wordt en exogene bacteriële besmetting wordt voorkomen.
- Niet-klevend Allevyn Niet-klevende verbanden zijn niet zelfklevend en zijn daarom geschikt voor wonden met kwetsbare randen, zoals veneuze zweren. Het ontbreken van lijm vereist dat het verband wordt bevestigd met bijvoorbeeld een pleister, tape of transparante folie zoals [OpSite](#).
- Gebruiksgemak Allevyn-verbanden zijn flexibel en kunnen op maat gesneden worden voor wonden van verschillende vormen en op verschillende plaatsen. Zolang ze exsudaten absorberen, kunnen Allevyn-verbanden licht opzwellen, maar laat geen puin achter in de wond. Het vervangen van het verband is daarom gemakkelijker voor de verpleegkundige en niet traumatisch voor de patiënt; wondspoeling is over het algemeen niet nodig. De verzadiging van het verband door exsudaat is zichtbaar door de roze buitenfolie.
- Zacht en gewatteerd Allevyn-verbanden zijn zacht en dik en bieden een groot comfort en een uitstekende bescherming voor de patiënten.

Indicaties

- Oppervlakkige granulerende wonden met matig tot veel exsudaat
- Oppervlakkige wonden in de epithelialisatiefase met matig tot veel exsudaat