



# Metzenbaum schaar stomp/stomp gebogen - 14,5 cm - steriel - wegwerp - in metaal - 5 stuks

08/10/2025 20:54:58



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 161048                       |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 14,84                      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 17,96                      |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 5 op<br>voorraad |

## Omschrijving

Disposable Metzenbaum schaar is geschikt voor het knippen en prepareren van weefsel. Disposable Metzenbaum schaar van hoogwaardig roestvrij staal. Disposable Metzenbaum schaar kan gebruikt worden op de polikliniek of operatiekamer. De hygiënische voordelen van de Metzenbaum scharen met de hoogwaardigheid, hantering en het gevoel van herbruikbare instrumenten.

**Peha®-instrument is ontwikkeld in samenwerking met deskundigen uit de praktijk.**

Peha®-instrument betekent dat kwaliteit, functionaliteit en assortiment perfect afgestemd zijn op uw behoeften.

# Op het gebied van veiligheid hoeft u met Peha®-instrument geen concessies te doen.

Dankzij een speciale reinigingsstap en een productieproces op basis van het productieproces voor herbruikbare instrumenten, zijn de hygiëne en unieke productveiligheid van Peha®-instrument gegarandeerd. Doordat Peha®-instrument de centrale sterilisatieafdeling ontlast en makkelijk in bestaande processen kan worden ingepast, is het een gunstig alternatief op uw balans. In vergelijking met herbruikbare instrumenten levert de lagere kapitaalbinding extra economisch voordeel op.

## Ook het ecologische aspect krijgt bij Peha®-instrument de aandacht die het verdient.

Bij Peha®-instrument wordt tot 99% van het gebruikte staal gerecycled. Daarnaast is de Peha Colour Lock® veiligheidsmarkering. Dit is vooral geschikt voor medische producten, een ecologisch verstandige en veilige manier van kleurcodering voor chirurgische disposable instrumenten.

## Voordelen van de Metzenbaum schaar

- Aanzienlijk minder kapitaalbinding dan met herbruikbare instrumenten
- Zeer economisch omdat kosten voor herverwerking, onderhoud en reparatie worden geëlimineerd
- Geen verlies
- Kan 5 jaar lang steriel worden bewaard
- Makkelijk te onderscheiden van herbruikbare instrumenten dankzij duidelijke Peha Colour Lock® veiligheidsmarkering
- Maakt het werken aanzienlijk eenvoudiger, vooral op verpleegafdelingen en de centrale sterilisatieafdeling
- Altijd bij de hand en klaar voor gebruik in praktische dispensers

## Kenmerken van de Metzenbaum schaar

- Gemaakt van hoogwaardig, gerecycled roestvrij staal, waarvan de samenstelling gereguleerd wordt door internationale standaarden.
- Gemakkelijke afvoer via de bestaande afvallogistiek, zodat geen extra handelingen nodig zijn.
- De Peha Colour Lock® veiligheidsmarkering is ook ecologisch verantwoord: de markering bevat minder oplosmiddel en is daarom milieuvriendelijker dan gewone geverfde markering.
- Eenmalig gebruik, daarom geen gevaar voor kruiscontaminatie

- Geen residuen, die wel bij herbruikbare instrumenten kunnen voorkomen ondanks reiniging
- Geen verlies van functionaliteit
- Duidelijk te onderscheiden van herbruikbare instrumenten dankzij duidelijke markering van disposable producten met Peha Colour Lock® veiligheidsmarkering

## Peha®-instrument neemt veiligheid zeer serieus

- De gevalideerde reinigingsstap, volgens de richtlijnen van het Robert Koch Instituut (RKI), versterkt de bescherming tegen corrosie.
- Dit vermindert aanzienlijk het risico op roestlaagjes, mocht Peha®-instrument onbedoeld worden herverwerkt
- Het reinigingsproces voor het aanbrengen van de kleur garandeert de hygiëne en de unieke veiligheid van Peha®-instrument
- Peha®-instrument met Peha Colour Lock® veiligheidsmarkering blijft biocompatibel