



Boxspring Set CHILL (Box + tête de lit + matelas + pieds + topper) 180 x 200 cm - 3 laags

08/10/2025 15:37:21

Numéro d'article	266806-3L
Prix HT	1830,58 €
Prix TTC	2215,00 €
Stock	sur commande

Description

Avec cet ensemble de sommiers à ressorts BE-CHILL, nous offrons un confort de sommeil parfait à un prix extrêmement abordable.

Choisissez sans stress!

En raison des options de composition limitées, vous pouvez choisir ce sommier sans stress! Il ne vous reste plus qu'à choisir votre couleur préférée.

BOXSPRING

Cette boîte a une hauteur de 25 cm, équipée de ressorts bonnel.

MATELAS

Le confort de couchage extra doux avec ce matelas CHILL est obtenu par le matelas sur mesure. Ce matelas a un noyau de 300 ressorts ensachés/m² et les deux couches de confort en mousse hybride de 3 cm. Les 7 zones de confort ergonomiques vous assurent une nuit de sommeil ergonomique correcte. Le matelas Chill a une housse lavable et amovible.

TÊTE DE LIT

Pour la tête de lit, vous pouvez choisir entre la tête de lit standard ou la tête de lit

surdimensionnée, voir l'image. La largeur de la tête de lit standard est toujours égale à la largeur de votre box. Avec la tête de lit Oversize, c'est égal à la largeur de votre box + 2 x 10 cm. Pour la hauteur, vous pouvez choisir entre 90 ou 105.

PIEDS

Pour les pieds, vous pouvez choisir parmi 3 couleurs différentes, à savoir le gris mat, le wengé ou le noir, voir image. Les pieds mesurent 12 cm de haut.

CHOIX DE COULEUR

Cet ensemble boxspring est disponible en 6 coloris intemporels, dont 2 aspect cuir et 4 tissus. Ces couleurs ont été spécialement sélectionnées pour ce concept CHILL. Voir l'image. Vous pouvez toujours venir voir les couleurs sur place sur les différentes cartes échantillons. *Cotisations environnementales comprises (Valumat)*

Remarque: Pour transmettre vos choix, vous pouvez simplement l'indiquer sous "notes" à la fin de votre commande. Vous pouvez toujours demander des brochures séparées de notre vaste gamme de sommiers à ressorts via info@deforcemedical.be.