



Numéro d'article	110260
Prix HT	497,87 €
Prix TTC	602,42 €
Stock	sur commande

Description

La bande d'électrode ultime, dans laquelle les électrodes précordiales sont incorporées. Très pratique grâce à la connexion intégrée pour une connexion directe à votre appareil d'électrocardiogramme. Cette bande d'électrode convient aux patients de 12 ans et jusqu'à env. 120 kg. Gain de temps, pas de câbles torsadés, pour résumé: une solution efficace. La sangle pour électrodes ECG est un système breveté qui permet d'appliquer rapidement et précisément les électrodes sur la poitrine. Le ruban à électrodes remplace les électrodes à vide classiques et les électrodes ECG auto-adhésives à usage unique.

Application facile, compatibilité universelle

La sangle pour électrodes ECG est particulièrement facile et rapide à mettre en place, ce qui réduit le temps nécessaire au diagnostic ECG. Grâce à sa compatibilité universelle avec les appareils d'électrocardiogramme à 12 canaux et à la possibilité de connecter des

fiches bananes et des boutons-pression, la bande d'électrode convient aux médecins, aux cabinets médicaux et aux hôpitaux.

Résultats de mesure plus précis grâce à la bande d'électrode

L'examen ECG avec une bande d'électrode offre de nombreux avantages. Grâce à la fixation des bras du patient, l'examen peut être effectué plus calmement et les artefacts du mouvement peuvent être réduits. L'évaluation et l'interprétation de l'enregistrement ECG s'en trouvent simplifiées. Les propriétés de la bande d'électrode EKG sont :

- Système d'électrodes facile à appliquer pour réaliser un ECG de diagnostic à 12 canaux
- Positionnement anatomiquement correct, adapté aux hommes et aux femmes
- Idéal pour les hôpitaux, les cliniques, les ambulances et les maisons de repos
- Peut être connecté à presque tous les appareils d'électrocardiogramme via une fiche banane
- Gain de temps de 50
- Rentable
- Garantie 1 an
- La connexion du câble s'adapte à la plupart des appareils standards (Welch Allyn, Nihon Kohden, Cardiette,). Ne rentre pas sur Mortara.

Avantages supplémentaires

- Pas de risque d'erreur de positionnement des électrodes
- Pas de câbles torsadés
- Aucun coût pour les électrodes jetables
- Le patient n'a pas besoin d'être rasé
- Les femmes n'ont pas à enlever leur soutien-gorge pour l'examen.

Sécurité hygiénique

Le ruban d'électrode est hygiéniquement sûr grâce au traitement spécial Sanitized®. La croissance microbienne en surface est efficacement empêchée par ce traitement du matériau dès le processus de production. La protection reste en place même après le nettoyage nécessaire.

Technologie Sanitized®

Le fonctionnement du traitement Sanitized® a été testé et confirmé conformément à la

norme ISO 22196. L'effet antimicrobien des ions argent est préservé en permanence par une encapsulation vitrocéramique spéciale. Ceci rend la bande ECG particulièrement adaptée aux cabinets médicaux avec des examens ECG fréquents chez différents patients. En outre, une protection fiable contre la colonisation par le SARM est également utile dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

Afbeeldingen

