



Numéro d'article	131101
Prix HT	1 034,49 €
Prix TTC	1 251,73 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Concentrateur d'oxygène - 5 litres - Silencieux & compact

Le concentrateur d'oxygène est destiné à un usage individuel à domicile. Il s'agit d'un appareil à commande électronique qui sépare l'oxygène de l'air ambiant. Il délivre une forte concentration d'oxygène directement par l'intermédiaire d'une canule nasale. Des études cliniques ont montré que les concentrateurs d'oxygène sont équivalents sur le plan thérapeutique à d'autres types de systèmes d'administration d'oxygène. Cet appareil n'est pas destiné à des applications de maintien ou de prolongation de la vie, et n'offre pas non plus de capacités de surveillance du patient.

Caractéristiques:

- Boîtier complet en plastique, sûr et fiable
- Fonction de temps écoulé, affichant le temps d'utilisation total à l'écran.
- Fonction d'arrêt programmé
- Soupape de surpression du compresseur
- Fonction d'alarme en cas de panne de courant
- Fonction d'alarme en cas de défaillance de l'appareil (y compris défaillance de la pression/du cycle, défaillance du compresseur, faible concentration d'oxygène).
- Compresseur avec protection contre la surchauffe qui assure une plus grande sécurité du compresseur et du concentrateur

Afbeeldingen

