

# Divan d'examen Duolys Hauteur variable électrique Block'n Roll Appui-jambes sur étau

08/10/2025 17:20:44



<b>Numéro d'article</b>	150131
<b>Prix HT</b>	5538,00 €
<b>Prix TTC</b>	6700,98 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

Table d'examen électrique haute basse Duolys avec repose-jambes en plastique et roulettes bloc'n roll

## Caracteristiques

- Capacité de charge de 200kg (testé en dynamique à 250kg & en statique à 800kg)
- Connexion de 2 commandes supplémentaires possible
- Hauteur variable électrique de 49cm à 95cm
- Structure acier avec finition époxy gris nuage
- Procline/Décline
- Dossier extérieur réglable par double vérin à gaz
- Dossier centrale électrique

- Sellerie largeur 73cm avec renforts latéraux mousse ferme
- Selleries avec revêtement classé M1
- Sellerie d'assise amovible & sans couture
- Commande manuelle
- Patins de réglage sous piètement
- Bac amovible en plastique sur rail (capacité 6 litres)
- 2 Supports rouleau papier
- 12cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personne

Carte en couleur : cliquez [ici](#) Plus d'informations : cliquez [ici](#)

[embed][https://www.youtube.com/watch?v=SGdgf0DCqKw&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?v=SGdgf0DCqKw&feature=emb_logo)[/embed]