



Divan d'examen iDuolys

Hauteur variable électrique

Roues escamotables Etriers

intégrés

09/10/2025 00:27:55

Numéro d'article	150501
Prix HT	6282,16 €
Prix TTC	7601,41 €
Stock	sur commande

Description

iDuolys est la nouvelle révolution de Promotal

Nous avons conçu une table mixte au design épuré et aéré, qui contribue à votre confort et à celui de vos patients grâce à la position de marche la plus basse disponible sur le marché, une position gynécologique optimale, des positions programmables et des mouvements autonomes, deux fois plus rapides .

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

RÉDUIRE L'EFFORT QUE DOIVENT FAIRE LES PATIENTS AYANT UNE LIBERTÉ LIMITÉE:

- Une position élévatrice pour le patient à 53cm
- Compatible avec un palan
- Mouvements électriques silencieux et sûrs
- Transition sans effort de la position d'embarquement à la position gynécologique
- Patients jusqu'à 250 kg

EFFICACITÉ

LISSEZ VOTRE RECHERCHE GRÂCE À:

- Une table 2 en 1 pour une utilisation gynécologique et générale
- Étriers intégrés, facilement utilisables (selon le modèle)
- Une fonction double-clic pour atteindre vos positions avec la pédale sans télécommande
- Des mouvements deux fois plus rapides
- Pour les mouvements autonomes, 1 impulsion suffit pour la bonne position
- Commandes intuitives et position d'embarquement du patient prédéfinie
- Une position "maison" reprogrammable

UTILISATION ERGONOMIQUE

CHOISISSEZ FACILEMENT UNE AUTRE POSITION:

- Mouvements électriques: Hauteur, dossier central, procief / declief
- Dossier externe réglable avec un ressort à gaz
- Hauteur variable de 53 à 99 cm
- Deux positions peuvent être stockées, 100% réglables
- Etriers intégrés

AMÉLIOREZ LE CONFORT DE VOS PATIENTS GRÂCE À: Une véritable position gynécologique