



# Divan MME-V - Mini-Multo Electrique - hauteur variable électrique - avec tiroir au niveau des pieds

09/10/2025 00:33:15



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 150174       |
| <b>Prix HT</b>          | 2037,19 €    |
| <b>Prix TTC</b>         | 2465,00 €    |
| <b>Stock</b>            | sur commande |

## Description

Lors de l'élaboration de la table d'examen MME, la situation de travail et l'espace disponible dans le cabinet du médecin généraliste moyen ont été pris en compte de manière optimale. Ce modèle est équipé d'un repose-pieds extensible à l'infini, ce qui permet de réduire les dimensions à 150 x 70 cm. La partie coulissante est conçue de manière à ce que le patient puisse s'y asseoir sans risque d'inclinaison de la table. Le rouleau de papier standard est dissimulé sous la surface principale et offre de la place pour un rouleau de papier jusqu'à une largeur de 60 cm. Le prix du modèle spécifié est sur pieds avec un dos court (électrique).

## Accessoires possibles pour la table d'examen MME-V - Mini-Multo electronic

- 1 meuble à tiroirs avec deux tiroirs profonds.
- Repose-genoux et genouillères pour l'examen gynécologique.

## Caractéristiques techniques de la table d'examen MME-V - Mini-Multo electronic

- Dimensions avec section de base allongée 150 x 70 cm
- Dimensions avec socle rétracté 200 x 70 cm
- Réglage électrique en hauteur basse de 60 à 100 cm
- Vitesse de réglage pour une charge de 100 kg 1,4 cm par seconde.
- Dossier réglable électriquement jusqu'à 60 degrés.
- Mobile sur 4 roulettes pivotantes à double frein, 100 mm. Ou sur les jambes, réglage roue/jambes
- Le modèle MME est certifié CE

## Ce modèle est également disponible dans les modèles suivants - prix sur demande

- sur pattes + dos court (ressort à gaz)
- sur pattes + dossier long (ressort à gaz)
- sur pattes + dossier long (électrique)
- sur roues à freinage central + dossier court (ressort à gaz)
- sur roues à freinage central + dossier court (électrique)
- sur roues à freinage central + dossier long (ressort à gaz)
- sur roues à freinage central + dossier long (électrique)

## Renseignements supplémentaires

Rembourrage Valencia et Silvertex Votre banc de recherche vous permet de rembourrer dans des tissus Valencia ou Silvertex Nous attirons votre attention sur le fait que les couleurs de l'écran peuvent différer de la couleur originale en raison du réglage de l'écran. Nous vous recommandons de choisir une couleur spéciale pour nous demander un échantillon de couleur. Valencia a un aspect cuir hydrofuge, ignifuge, résistant aux UV, antibactérien et facile à nettoyer. Silvertex a un aspect de tissu mais a les mêmes propriétés que le cuir artificiel. Le tissu est hydrofuge, ignifuge, résistant aux UV, antibactérien et facile à nettoyer.

## Afbeeldingen

---

