



Electrodes Diagnostic resting ECG Welch Allyn/Mortara/Hillrom 100u (108071)

08/10/2025 18:37:40



Numéro d'article	110203
Prix HT	5,04 €
Prix TTC	6,10 €
Stock	en stock

Description

Electrodes à usage pré-gélifiées adhésives pour ECG au repos. Électrodes jetables pour système d'ECG au repos, à connecter à l'aide de pinces crocodiles. Adapté pour les systèmes Welch Allyn, Mortara, Hillrom, Spengler, Schiller.

Afbeeldingen

