



Numéro d'article	153515
Prix HT	1223,32 €
Prix TTC	1480,22 €
Stock	sur commande

Description

Lampe d'examen Welch Allyn GS IV
Avec support mural

La lampe d'examen de Welch Allyn GS IV est une Lampe à LED avec un éclairage de très haute qualité (5500° Kelvin), sans chaleur. Cette lampe d'examen de Welch Allyn est très économique grâce à une technologie permettant une faible consommation d'énergie et évitant le remplacement des ampoules (halogène).

La lampe d'examen Welch Allyn GS IV est parfaite pour les domaines OB/GYN ou pour les spécialités nécessitant une lumière très précise sur des zones spécifiques.

La lampe d'examen Welch allyn GS IV vous fournit une luminosité 3 fois supérieure à celle d'une lampe classique et est dotée d'un bras flexible qui est deux fois plus long que les tubes conventionnels. De plus, grâce à sa tête compacte et dissimulée, elle assure une extrême précision et fournit un véritable rendu des couleurs des tissus pendant l'examen.

Afbeeldingen

