

Fraiseuse Hyperios 4 Chrome spray + light (jeu de 7 fraises inclus)

08/10/2025 21:58:37



Numéro d'article	000457
Prix HT	1 891,81 €
Prix TTC	2 289,09 €
Stock	sur commande

Description

Le Hadewe Hyperios 4 Chrome

La fraiseuse Hyperios 4 est le modèle de luxe de Hadewe. Elle est particulièrement adaptée à un usage intensif (en moyenne 12 à 15 clients par jour). La pièce à main sans balais de carbone ne nécessite aucun entretien. Grâce aux 2 fonctions de mémoire, à la fonction de pause et à la fonction de nettoyage, vous travaillez plus rapidement et de manière plus hygiénique. Dès qu'il est temps de procéder à un entretien, la fraiseuse l'indique elle-même. Enfin, l'Hyperios 4 dispose d'un écran clair, d'un grand réservoir de liquide amovible et d'une pièce à main pour gaucher ou droitier.

Caractéristiques

- Pièce à main chromée équipée d'un stylo lumineux LED (3 x).
- Avec système de nettoyage automatique.
- Pièce à main réglable en continu jusqu'à 40 000 tours.

Moteur

- Hauteur : 13,2 cm
- Largeur : 24,5 cm
- Profondeur : 19,2 cm
- Poids : 3,5 kg
- Tension : 240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Consommation électrique : 120 W

Pièce à main

- Longueur : 14,1 cm
- Diamètre : 18-28 mm
- Poids : 130 g

Garantie

2 ans

Nettoyage

Nettoyez le moteur de pédicure avec des lingettes sans alcool. ATTENTION : Ne pas utiliser les lingettes sur la pièce à main du moteur. Si de l'humidité pénètre dans la pièce à main, les roulements risquent de rouiller !

Afbeeldingen

