



Numéro d'article	112302
Prix HT	2,60 €
Prix TTC	3,15 €
Stock	en stock

Description

Le gel est un gel à ultrasons conducteur du son qui est utilisé pour les ultrasons. Le gel ultrasonore est utilisé pour l'échographie médicale diagnostique et thérapeutique. Ce gel pour ultrasons est soluble dans l'eau. Le gel à ultrasons est complètement aqueux et ne tachera pas les vêtements et n'endommagera pas l'équipement. Le gel pour ultrasons ne contient ni spermicide ni formaldéhyde. Le gel à ultrasons est destiné à un usage externe.

Spécifications du gel ultrasonore

- Gel pour ultrasons
- Hypoallergénique
- Soluble dans l'eau
- Complètement aqueux
- Acoustiquement correct pour une large gamme de fréquences
- Bactériostatique, non sensibilisant et non irritant

- Ne contient pas de formaldéhyde
- Ne contient pas de spermicide

Le gel de 5 litres est de couleur bleue. Les autres ont une couleur transparente.