

Numéro d'article	150081
Prix HT	325,00 €
Prix TTC	393,25 €
Stock	sur commande

Description

Depuis des décennies, la table d'instruments multifonctionnelle blanche et pratique avec son accent coloré est très appréciée dans d'innombrables domaines d'application.

Il peut être utilisé dans les cabinets médicaux, les studios cosmétiques, les cliniques et les centres de rééducation.

La table d'instruments blanche est équipée d'un châssis stable recouvert de plastique. Facile à entretenir ! La table d'instruments est équipée d'un tiroir avec un système d'encliquetage facile et d'un cadre en tube d'acier carré. Cette table d'instruments peut être utilisée comme simple chariot, pour ranger du matériel, comme table d'ordinateur, etc....

- Caractéristiques de la table d'instruments
- Largeur: 60 cm
- Profondeur: 45 cm
- Hauteur: 73 cm ou 83 cm
- Capacité de charge: jusqu'à environ 50 kg
- Capacité de charge du tiroir: environ 10 kg