



<b>Numéro d'article</b>	3201
<b>Prix HT</b>	233,35 €
<b>Prix TTC</b>	282,35 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

---

### Kit de test Easy CRP - QuikRead go - 50 tests

Le kit de test Easy CRP pour Aidian's QuickRead Go vérifie rapidement et correctement la valeur de la CRP de votre patient. Les tests de CRP permettent d'identifier les patients qui bénéficient d'antibiotiques et sont précieux pour le suivi du traitement. Les tests, faciles à utiliser, peuvent être utilisés à proximité du patient et fournissent des résultats immédiats. Associés à la station de travail, ils constituent un moyen ordonné et mobile d'établir un diagnostic correct.

Avantages du kit de test :

- Temps d'analyse rapide (2 minutes)

- Grand gamme de mesure (1-200 mg/l)
- Cuvettes non ouvertes après ouverture de l'emballage:
  - 2-8°C - 6 mois
  - 18-25°C - 3 mois
- Stockage à température ambiante jusqu'à +25°C

Contenu:

- Cuvettes avec liquide (50 pièces)
- Collecteur de sang (50 pièces)
- Capuchon de réactif (50 pièces)
- Porte-cuvette

# Afbeeldingen

---

