



<b>Numéro d'article</b>	116035
<b>Prix HT</b>	280,37 €
<b>Prix TTC</b>	339,25 €
<b>Stock</b>	Plus que 8 en stock

## Description

---

Kit d'entretien Midmark Classe B 18 l. - 1000 stérilisations:

- 4 filtres bactériens (1 pour 250 stérilisations)
- 2 filtres à eau
- 2 valves anti-retour
- 2 filtres en acier inoxydable
- 1 anneau de porte en caoutchouc
- 1 goupille de porte en acier