



# Lampe d'examen LED Midmark/Promotal 7W - avec variateur - longueur du bras : 1 mètre

08/10/2025 10:35:26



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 153520              |
| <b>Prix HT</b>          | 826,52 €            |
| <b>Prix TTC</b>         | 1 000,09 €          |
| <b>Stock</b>            | Plus que 3 en stock |

## Description

---

Cette lampe d'examen LED 7W avec gradateur de Promotal est conçue pour être utilisée sur une table d'examen médical.

**La lampe d'examen 7W LED avec gradateur est très efficace et fiable.**

Il facilite votre examen médical. Les lampes médicales Promotal sont faciles à utiliser. Le bras d'une longueur de 100 cm assure une grande liberté de mouvement. La lampe d'examen 7W LED avec gradateur est disponible pour différentes tables d'examen,

fauteuils gynécologiques, etc.... La lampe d'examen 7W LED avec gradateur est très utile pour les médecins. La lampe peut également être montée sur le support mural avec un accessoire spécial. En fonction de votre mobilier médical, une pince et/ou un porte-lampe peuvent être nécessaires. La lampe d'examen 7W LED avec gradateur est plus puissante et confortable. La lampe 7W convient parfaitement à une utilisation en gynécologie et en dermatologie. La lampe d'examen est également idéale pour une utilisation régulière.

## Caractéristiques de la lampe d'examen 7W LED avec gradateur

- Watt : 7 Watt
- Kelvin : 5500 °K
- LED durable 50 000 heures
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 95
- Longueur du bras : 1000 mm
- A 30 cm : 47 500 lux / ø éclairé : 8 cm
- A 50 cm : 25 000 lux / ø éclairé : 10 cm
- A 100 cm : 7000 lux / ø éclairé : 20 cm
- Poids : 2,3 kg
- Garantie : 5 ans

## Afbeeldingen

---

