



Numéro d'article	153321
Prix HT	245,53 €
Prix TTC	297,09 €
Stock	sur commande

Description

La lampe d'examen LED Luxiflex est une lampe d'examen à lumière froide. La lampe de recherche Luxiflex LED est polyvalente, a un design compact et est spécialement conçue pour la recherche.

Flexibilité de la lampe d'examen Luxiflex LED

Le bras flexible de la lampe d'examen à LED Luxiflex peut être réglé en hauteur jusqu'à 85 cm.

La lampe d'examen à LED Luxiflex offre une large gamme, un confort maximal et une grande flexibilité.

La lampe de recherche Luxiflex LED dispose d'une LED puissante de 15.000 lux par 50 centimètres. La lampe de recherche Luxiflex LED a un design compact. La lampe de

recherche Luxiflex LED offre grâce à sa tête LED compacte d'un diamètre de 8 cm et l'interrupteur à la base de la lampe une utilisation facile. Ce modèle est donc idéal pour les examens les plus exigeants.

Spécifications de la lampe d'examen Luxiflex LED

- Source lumineuse: LED 8W
- Lux à 50 centimètres: 15 000 lux
- Durée de vie de la lampe 25 000 heures
- Température de couleur: 4 000 K
- Rendu des couleurs: 80%.
- Longueur du bras: 72 cm
- Couleur: blanc

Afbeeldingen

