



<b>Numéro d'article</b>	153325
<b>Prix HT</b>	463,02 €
<b>Prix TTC</b>	560,25 €
<b>Stock</b>	Plus que 2 en stock

## Description

Un petit luminaire chirurgical et une reconnaissance avancée avec une source lumineuse LED de haute précision et des bras articulés permettent de commander le luminaire dans n'importe quelle position. La qualité des matériaux utilisés pour sa fabrication le rend particulièrement adapté à une utilisation intensive en chirurgie et en examens.

## Qualité exceptionnelle de l'éclairage LED de la lampe d'examen MS LED

La puissante source lumineuse LED offre une qualité de lumière exceptionnelle et une durée de vie de plus de 50.000 heures. La haute performance de la couleur donne la qualité exceptionnelle de la lumière blanche pour une excellente différenciation du tissu

et la reproduction de toutes les couleurs visibles, naturelles et précises. La lampe de recherche MS LED dispose d'une puissante LED de 45.000 lux par 50 centimètres.

## Design ergonomique de la lampe d'examen MS LED

La forme ronde de la tête et la poignée dans la partie inférieure facilitent le positionnement précis et répondent aux exigences ergonomiques de chaque utilisation. La lampe d'examen MS LED est conçue avec des formes propres et douces qui facilitent l'hygiène et la propreté dans les environnements hospitaliers.

## Spécifications de la lampe d'examen MS LED

- Source lumineuse: LED 8W
- Lux à 50 centimètres: 45 000 lux
- Durée de vie de la lampe: 50 000 heures
- Température de couleur: 4 500 °K
- Rendu des couleurs: >97%.
- Longueur du bras: 90 cm
- Couleur: blanc

# Afbeeldingen

---

