



Podochair Gold Rotate pour pédicure/podologie, commandé de manière électrique par pédale

08/10/2025 12:37:31



Numéro d'article	000450
Prix HT	4106,86 €
Prix TTC	4969,30 €
Stock	sur commande

Description

Podochair Gold Rotate pour pédicure/podologie, réglable électriquement par pédale

Confort pratique

Le Podochair Gold Rotate est spécialement conçu pour vous offrir, ainsi qu'au client, un grand confort pratique.

Facilité d'utilisation

La dernière innovation de la gamme Bentlon est la rotation à 180°. Cela facilite l'entrée et

la sortie et est idéal pour les petits cabinets. Pour faciliter la tâche du pédicure, les réglages du dossier, de la hauteur et de l'assise du Podochair Gold Rotate sont électriques et indépendants grâce à une commande au pied. Cela signifie que le Podochair Gold Rotate peut également être réglé complètement "à plat" à n'importe quelle hauteur. La commande au pied est également équipée d'une fonction de retour à la maison qui, par simple pression sur un bouton, ramène le client à la position de départ pour descendre. Il est également possible de replier les repose-jambes, ce qui permet au client de s'asseoir ou de se lever plus facilement. C'est la fonctionnalité de Stevens lorsque l'on veut utiliser un pédiluve. Les accoudoirs peuvent être escamotés afin que votre client puisse également entrer et sortir par le côté. Une grande attention a également été portée au confort d'assise grâce à la mousse moulée ergonomique qui s'adapte aux contours du corps. Le revêtement est facile à nettoyer et disponible en 37 couleurs différentes.

Caractéristiques techniques

- Longueur maximale : 178 - 200 cm
- Largeur maximale : 77 cm
- Largeur de l'assise : 53 cm
- Hauteur : 52 - 107 cm
- Poids : 74 kg
- Charge maximale : 200 kg

Afbeeldingen

