



<b>Numéro d'article</b>	104790
<b>Prix HT</b>	345,39 €
<b>Prix TTC</b>	417,92 €
<b>Stock</b>	Plus que 1 en stock

## Description

L'irrigateur auriculaire ProPulse<sup>®</sup> combine un design moderne avec des caractéristiques classiques pour fournir des soins plus efficaces. Les caractéristiques brevetées et uniques forment un système d'irrigation sûr, pratique et convivial pour le patient.

## Débit d'eau pulsé - facile à régler

Le système de pression variable assure un débit d'eau pulsé facile à contrôler. Le jet d'eau peut être interrompu en appuyant complètement sur le bouton d'arrêt du jet. Lorsque le bouton est relâché, l'eau continue de couler.

**Avec pédale pratique pour une utilisation mains libres**

Le ProPulse® est livré avec le tout nouveau levier de déclenchement breveté et les conseils à usage unique de QrX™. Le système QrX™ maintient la pointe en place pendant l'utilisation, ce qui en fait le ProPulse® le plus convivial à ce jour! Le fonctionnement de la ProPulse® est commandé par une pédale pratique, ce qui vous permet d'utiliser la machine sans les mains. Chaque ProPulse® est livré avec 100 x QrX™ tips, un adaptateur électrique, une pédale et un manuel d'utilisation. Dimensions de la boîte : 27 x 13 x 24 cm. Poids: 800 g. ProPulse® est un dispositif médical de classe IIa fabriqué conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et porte le marquage CE correspondant. Il est conçu et fabriqué pour répondre aux exigences de la norme EN 60601.

- Levier de déclenchement
- QrX™ conseils à usage unique
- Système d'alimentation en eau Contrapulse®.
- Qualité ProPulse® de confiance

# Afbeeldingen

---

