



# Quest divan électrique - sellerie plate 65 cm - système patins proclive/déclive + Block 'n Roll + Dossier réglable par vérin électrique

08/10/2025 17:20:11



<b>Numéro d'article</b>	150127
<b>Prix HT</b>	3706,00 €
<b>Prix TTC</b>	4484,26 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

---

### CARACTERISTIQUES

- Hauteur variable électrique de 54 à 94cm
- Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique
- Commande manuelle ou au pied

- Patins de réglage sous piètement ou Système de roulettes escamotables intégrées semi-centralisé Block'n Roll®
- Capacité de charge jusqu'à 200kg
- Support rouleau papier (longueur maxi 50cm – ø 12,5cm)
- 12cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personne
- Structure acier avec finition époxy gris nuage

## Afbeeldingen

---

