



<b>Numéro d'article</b>	110200
<b>Prix HT</b>	7,50 €
<b>Prix TTC</b>	9,08 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

---

Electrodes conductrices adhésives qui garantissent un résultat fiable et économique.

**Les électrodes ECG de diagnostic 3M Red Dot™ sont conçues pour être appliquées rapidement et hygiéniquement.**

Les électrodes de l'ECG adhèrent efficacement pour fournir une sonde claire et stable. Une caractéristique supplémentaire est l'adhésif conducteur sensible à la pression unique de 3M.