

# Ritter 224 divan d'examen électrique COULEUR: Dark Linnen

08/10/2025 22:17:26



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 150048DARKLIN       |
| <b>Prix HT</b>          | 6605,51 €           |
| <b>Prix TTC</b>         | 7992,67 €           |
| <b>Stock</b>            | Plus que 1 en stock |

## Description

Table d'examen réglable électriquement en hauteur. Ce Ritter 224 est appelé un siège extrêmement confortable, un large rembourrage avec un appui-tête intégré. Le siège de cette table d'examen peut être placé en position inclinée, avec une inclinaison de 5,5°. Les pieds sont réglables en hauteur. Les talonnettes sont extensibles. À l'avant, il y a un tiroir pour les accessoires. La pédale électrique de réglage de la hauteur fonctionne avec un retard pour éviter les mouvements involontaires. Le Ritter 224 est très accessible aux personnes à mobilité réduite. Sa hauteur est réglable de 46 à 94 cm. La surface est très large et plate pour faciliter l'accès. L'assise est légèrement ouverte pour permettre un meilleur positionnement des jambes. Le siège peut être étendu grâce à une base extractible pour un examen général. Cette table d'examen a été conçue dans un souci d'hygiène et de facilité d'entretien. Les tiroirs sont en ABS d'une seule pièce avec des coins arrondis. Toutes les surfaces sont facilement accessibles pour le nettoyage. Le siège est amovible et sans coutures. Le porte-rouleau de papier est intégré au dossier. Le papier de la table d'examen reste en place grâce à une sangle. La table d'examen a une

capacité de charge de 227 kg.