



Self-seal sachets de stérilisation 140mm x 250mm - 200 pièces

08/10/2025 19:10:45



Numéro d'article	116517
Prix HT	25,67 €
Prix TTC	31,06 €
Stock	en stock

Description

Sachets de stérilisation auto-scellants Sogeva® 200u.

Disponible en différentes tailles:

90mm x 230mm & 140 mm x 250 mm Guide de l'utilisateur :

- Mettre l'article dans le sac
- Retirer la bande de protection de la bande auto-adhésive
- Pliez le long de la perforation et pressez fermement du centre vers l'extérieur.

A utiliser uniquement dans un autoclave (four à vapeur). Ne convient pas pour l'air chaud.