



Numéro d'article	116516
Prix HT	20,48 €
Prix TTC	24,78 €
Stock	en stock

Description

Sachets de stérilisation auto-scellants Sogeva® 200u.

Disponible en différentes tailles:

90mm x 230mm & 140 mm x 250 mm Guide de l'utilisateur :

- Mettre l'article dans le sac
- Retirer la bande de protection de la bande auto-adhésive
- Pliez le long de la perforation et pressez fermement du centre vers l'extérieur.

A utiliser uniquement dans un autoclave (four à vapeur). Ne convient pas pour l'air chaud.