




Numéro d'article	078032
Prix HT	114,34 €
Prix TTC	138,35 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

In hoogte instelbaar, 2-delig orthopedisch hoofdkussen door uitneembare Vario-inleg. Voorzien van 90 ventilatiekanalen. Met katoenen overtrek. Het originele, in hoogte instelbaar orthopedisch hoofdkussen. Door de uitneembare vario-inleg is het kussen geschikt voor zowel smalle als brede schouders. De Sissel Plus is voorzien van een gepatenteerde schuin oplopende rand. Het kussen ligt daardoor perfect tegen uw schouder aan en zorgt zo ook bij zijligging voor een ontspannen lighouding en optimale ondersteuning van de wervelkolom. Zo bent u verzekerd van een gezonde nachtrust. Met 90 ventilatiekanalen voor een betere warmte-afvoer.

- Maat: 47 x 33 x 11/14 cm
- Materiaal: polyurethaan
- Inclusief witte stretch overtrek, 100% katoen
- Kern wasbaar in handwas
- Overtrek wasbaar op 95 °C