



Numéro d'article	1405
Prix HT	57,88 €
Prix TTC	70,03 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Sonde 5MHz (vasculaire) pour doppler de Spengler

La sonde a fréquence de 5Mhz (vasculaire) pour doppler de Spengler est utilisée pour l'examen fiable et précis des vaisseaux sanguins et de l'IPS.

Caractéristiques Sonde 5MHz (vasculaire) pour doppler de Spengler

- Dispositif médical
- Classe IIa
- Marquage CE
- CE0123
- Poids : 0,145 kg

Garantie

12 mois