



Sonde 5 (ou 8)Mhz pour Doppler foetal avec écran LCD couleur (112171)

08/10/2025 10:34:27



Numéro d'article	112172
Prix HT	101,95 €
Prix TTC	123,36 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

Sonde 5 Mhz pour Doppler foetal avec [écran LCD couleur \(112171\)](#)

Le sonde vasculaire de 5 MHz peut être connectée sans problème.

Doppler Splenger est destiné à l'examen du fœtus et des vaisseaux sanguins.