



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 3202                |
| <b>Prix HT</b>          | 125,48 €            |
| <b>Prix TTC</b>         | 151,83 €            |
| <b>Stock</b>            | Plus que 1 en stock |

## Description

---

La station de travail QuikRead GO d'Aidian est l'outil idéal pour stocker et transporter en toute sécurité les échantillons et les kits de test d'Aidian. Pour une protection supplémentaire, la boîte de stockage compacte peut être fermée par un couvercle semi-transparent. Une fois les échantillons correctement scellés, vous pouvez conserver le test non traité jusqu'à deux heures (sans réfrigération). Cela vous permet d'effectuer les tests en déplacement et de les analyser dans votre cabinet. Jusqu'à 4 échantillons peuvent être stockés en toute sécurité.

Avantages de la station:

- Station de travail compacte pour un flux de travail efficace et bien organisé

- Compatible avec tous les kits de test Aidian
- Sécurité accrue pendant l'analyse et le transport

Caractéristiques:

Couleur: bleu Matériau: plastique

# Afbeeldingen

---

