



Numéro d'article	115097
Prix HT	66,42 €
Prix TTC	80,37 €
Stock	sur commande

Description

Set de cautérisation avec poignée et piles remplaçables + 4 électrodes

- pointes interchangeables avec fil nickel-chrome
- piles remplaçables
- poignées réutilisables
- Large application en gynécologie, orthopédie, oto-rhino-laryngologie, dermatologie, chirurgie plastique et reconstruction.
- Cautérisation de petits vaisseaux sanguins, pour une utilisation en chirurgie dermatologique.