

| | |
|------------------|--------------|
| Numéro d'article | 150027 |
| Prix HT | 7629,00 € |
| Prix TTC | 9231,09 € |
| Stock | sur commande |

Description

eKompact est actuellement la table d'examen réglable en hauteur la plus adaptée pour les soignants et leur environnement.

Description de la Table d'examen à réglage électrique eKompact

Promotal a mené la plus grande étude jamais réalisée sur le mobilier d'examen médical auprès de 200 médecins de 6 pays d'Europe et du Moyen-Orient. Cela leur permet de développer des produits sur mesure à forte valeur ajoutée. L'eKompact est actuellement la table d'examen réglable en hauteur la plus adaptée pour les soignants et leur environnement. En plus de la position assise, grâce à l'espace de rangement et aux étrières escamotables intégrés, un examen complet peut être réalisé sur une table de 1 m³. Il devient un véritable assistant pour le patient et le médecin en s'adaptant à son physique et ses préférences grâce à sa capacité à enregistrer ses positions favorites et ses mouvements autonomes.

3 modèles différents

- eKompact – STANDARD

Avec ce modèle de table d'examen réglable électriquement, les touches ne peuvent être actionnées que manuellement. Ainsi, si vous souhaitez relever ou abaisser la table, vous devez continuer à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte.

- eKompact – ONE TOUCH

Avec ce modèle, les clés peuvent être réglées. Pour que vous n'ayez qu'à appuyer sur une touche pour atteindre la hauteur désirée. Exemple : Lorsque le patient vient à vous, vous pouvez atteindre la hauteur d'assise souhaitée en appuyant sur un bouton. Une fois le patient assis, vous pouvez à nouveau atteindre la hauteur souhaitée en appuyant sur un bouton pour commencer votre examen.

- eKompact – PREMIUM

Une pédale sans fil est incluse avec le modèle Premium. Ainsi, vous pouvez facilement amener la table à la hauteur souhaitée en appuyant sur la pédale. Cela vous laisse également les mains libres afin que vous puissiez modifier la hauteur de la table pendant votre examen. Cette table d'examen contient également la fonction One Touch (voir explication ci-dessus).

Table d'examen à réglage électrique avec position de réception assise

Facilitez la vie de vos patients à mobilité réduite. Cette table d'examen à réglage électrique dispose « d'une position d'accueil assise à 48 cm ». Les mouvements électriques de la table d'examen sont doux et sûrs. La table a un rembourrage confortable. Mouvements autonomes, une simple pression sur un bouton suffit pour positionner la table (modèle One Touch).

Caractéristiques de cette table d'examen à réglage électrique eKompact

- Rallonge de repose-jambes intégrée (à la même hauteur que l'assise)
- Poids du patient jusqu'à 250 kg et largeur de couverture 72 cm
- Étriers rétractables intégrés
- Hauteur réglable de 48 cm à 99,5 cm
- 1 tiroir latéral coulissant et 1 tiroir avant
- 1 porte-rouleau de papier
- Choix de 20 couleurs Promotal (voir brochure)