



<b>Numéro d'article</b>	150135
<b>Prix HT</b>	269,00 €
<b>Prix TTC</b>	325,49 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Le tabouret Promotal standard - airlift est spécialement conçu pour les spécialistes.

**Le tabouret Promotal a été salué par tous pour son utilisation optimale à des fins médicales.**

Confort, sécurité et hygiène. Lors de la configuration du tabouret, tous les aspects essentiels sont pris en compte. Grâce aux 18 couleurs disponibles, vous pouvez adapter le tabouret à votre intérieur. Le tabouret Promotal est disponible en différentes tailles\*.

**Le tabouret peut être adapté selon votre spécialité.**

Avec les options proposées, vous pouvez composer le design du tabouret médical: forme et matériau du rembourrage, ajout d'un dossier, freins de roues... Les tabourets sont conçus et assemblés en France et sont garantis 3 ans. \*Selon le modèle

# Caractéristiques standard du tabouret Promotal

- Cadre en aluminium brillant
- Hauteur variable grâce au ressort à gaz dans la colonne
- Roulettes pivotantes doubles Ø 50 mm (uniquement pour les modèles mobiles)
- Assise: Ø 37 cm
- Pied: Ø 50cm