



Numéro d'article	116513
Prix HT	7,22 €
Prix TTC	8,74 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

Tape de stérilisation pour autoclave 19mm x 55m

Ce ruban de stérilisation peut être utilisé pour la stérilisation à l'air chaud dans un stérilisateur.

Le ruban indicateur change de couleur lorsque le processus de stérilisation est terminé. Le ruban de stérilisation peut être utilisé pour différents emballages. [Vous pouvez utiliser ces sachets avec le rouleau de stérilisation, cliquez ici pour plus d'informations.](#)